

PIÓRO KOSMETYCZNE Z TERAPIĄ FOTONOWĄ

Instrukcja obsługi

(model: TB-1693)



Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Funkcje i przeznaczenie:

Dzięki niewielkim wymiarom jest łatwe w użyciu. Światło niebieskie o długości fali 415 nm oczyszcza skórę z trądziku. Światło czerwone o długości fali 660 nm redukuje zmarszczki i kompensuje oznaki starzenia się skóry. Pióro kosmetyczne posiada automatyczny wyłącznik czasowy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. W ten sposób zminimalizowane zostanie ryzyko uszkodzenia produktu.

Ostrzeżenia:

Nie powinno być używane przez kobiety w ciąży, dzieci ani osoby o nadwrażliwej skórze.
Nie wolno używać na uszkodzoną skórę.
Nie wolno używać na skórę po depilacji lub operacji plastycznej.
Nie wolno używać na skórę twarzy pokrytą makijażem.
Nie wolno aplikować terapii fotonowej na powieki i skórę szyi.
Nie wolno świecić bezpośrednio w oczy ani używać w ich okolicy.
Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek problemy podczas używania produktu, należy natychmiast przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem.
Nie wolno używać urządzenia w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
Nie wolno samemu naprawiać, rozbierać ani modyfikować produktu.
Nie wolno wrzucać urządzenia to ognia, ponieważ może eksplodować.

Dane techniczne:

Zasilanie: 1 x bateria 1,5 V typu AA
Moc: 158 mW
Materiał: ABS
Wymiary: 2,6 x 14,1 cm

Opis elementów produktu:

1. źródło światła niebieskiego
2. ON/OFF (przełącznik funkcji)
3. pokrywa komory akumulatora
4. źródło światła czerwonego

Sposób użycia:

Zdejmij pokrywę komory baterii kręcąc nią w prawo i włóż do środka baterię 1,5 V typu AA (nie jest dostarczana z urządzeniem). Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę kręcąc nią w lewo.

Światło niebieskie – aktywacja i sposób postępowania:

Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aby załączyć urządzenie. Uaktywnia się niebieskie światło lecznicze. Przyłóż głowicę ze źródłem niebieskiego światła do skóry i równomiernie aplikuj promienie na obszar pokryty trądzikiem. Kurację należy przeprowadzać 2 razy dziennie przez ok. 5 minut. Po ok. 5 minutach pióro wyłączy się automatycznie.

Światło czerwone – aktywacja i sposób postępowania:

Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aby załączyć urządzenie. Uaktywnia się czerwone światło lecznicze. Przyłóż głowicę ze źródłem niebieskiego światła do skóry i równomiernie aplikuj promienie na obszar pokryty trądzikiem. Kurację należy przeprowadzać 2 razy dziennie przez ok. 5 minut. Po ok. 5 minutach pióro wyłączy się automatycznie.

Wyłączanie urządzenia: Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj przez kilka sekund lub pozostaw na kilka minut, a urządzenie wyłączy się automatycznie.

Sygnalizacja wyczerpania się baterii: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 sygnałach świetlnych wysłanych przez przycisk ON/OFF.

Nie wolno naświetlać skóry niebieskim światłem leczniczym przez dłużej niż 5 minut. Podczas naświetlania poruszaj głowicą pióra bezpośrednio nad skórą, należy unikać jej dotykania.

Czyszczenie i konserwacja: Po zakończeniu zabiegu należy wyczyścić urządzenie lekko wilgotną szmatką. Urządzenie należy wyłączyć przed rozpoczęciem czyszczenia. Do czyszczenia nie wolno używać wody, alkoholu, środków ściernych ani innych agresywnych płynów.

Wskazówka: Gdy nie można załączyć urządzenia, może się okazać, że źle włożono baterię lub jest wyczerpana (należy ją wymienić).

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Opis elementów produktu:

