PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, tel. 22 59 40 300, fax 22 59 40 307, www.rehafund.pl, info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŁAWECZKA POD PRYSZNIC SOPHIA 854



Nr katalogowy:	**RF-854**
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Szerokość siedziska:	490 mm
Długość siedziska:	290 mm
Regulacja wysokości:	440-490 mm
Waga ławeczki:	5,1 kg

⚠ **UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

PRZEZNACZENIE

Ławeczka pod prysznic ma za zadanie zapewnić stabilne siedzisko podczas kąpieli pod prysznicem. Przeznaczona jest dla osób, dla których problem stanowi, aby stać w kabinie prysznicowej podczas kąpieli.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ławeczki nie można użytkować pod prysznicem, gdy:
   - na nogach ławeczki nie są nałożone gumowe nasadki lub gdy nasadki są zużyte;
   - nogi nie są odpowiednio uregulowane;
   - nogi ławeczki nie są wyprostowane;
   - nogi ławeczki nie opierają się stabilnie o podłoże;
   - nogi ławeczki nie wspierają odpowiednio siedziska;
   - ławeczka nie jest przymocowana do ściany.
2. Zużytą gumową nasadkę należy wymienić na nową. Kontrolę nasadki użytkownik obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

MONTAŻ

1. Do siedziska jest przymocowana metalowa płytka, która posiada otwory na śruby do montażu do ściany. Zaleca się, aby instalator dokonał oceny śrub w zależności od rodzaju ściany lub miejsca instalacji. Upewnij się, że nogi ławeczki są wyprostowane, stabilnie opierają się o podłoże i odpowiednio wspierają siedzisko. Nałóż na nogi gumowe nasadki.

⚠ **UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do ściany.**

REGULACJA WYSOKOŚCI

Regulacja wysokości znajduje się na nogach ławeczki:

- Zdejmij zapinkę;
- Wewnętrzną rurkę dolną wysuń, uzyskując potrzebną wysokość;
- Ustaw otwory rurek zewnętrznej i wewnętrznej tak, aby dokładnie nakładały się na siebie;
- Załóż zapinkę;
- Upewnij się, że dokonana regulacja została wykonana poprawnie, a noga stoi stabilnie na podłożu.

⚠ **UWAGA! Należy dokładnie sprawdzić czy zapinka jest prawidłowo zablokowana w otworach.**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia ławeczki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.
Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.
Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Wer.: 1.1
Wydano: 10/2019

CE