



CHODZIK REHA FUND model: RF-610

Szukasz praktycznego wsparcia dla osoby mającej problem w utrzymaniu stabilności podczas chodzenia? **Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest czterokołowy chodzik.** Nasz model nie tylko zapewni podparcie w czasie spaceru, ale i możliwość spoczynku – w każdej chwili można przysiąść na wygodnym, szerokim siedzisku.

Solidna **metalowa konstrukcja** sprawia, że chodzik jest bardzo stabilny. Bezpieczeństwo zapewniają hamulce umieszczone przy tylnych kołach: można uruchamiać je podczas ruchu - poprzez dociśnięcie uchwytu do rączki lub trwale zablokować podczas postoju. **Można łatwo go złożyć** – by schować, gdy nie jest używany lub żeby przewieźć go samochodem. Zajmuje wtedy naprawdę niewiele miejsca.

Z **balkonika** można korzystać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz pomieszczeń – **gumowe kółka** nie porysują parkietów, a niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się nawet w ciasnych korytarzach. Chodzik wyposażony jest w **praktyczną torbę**, w której można pomieścić portfel, dokumenty czy niewielkie zakupy.

ZALETY:

- wytrzymała stalowa rama
- obrotowe przednie koła
- niezależne hamulce z blokadą na każdym z tylnych kół
- bardzo wygodne siedzisko z oparciem
- torba na zakupy lub drobiazgi
- składany, łatwy w transporcie
- antypoślizgowe rączki
- gumowe kółka
- kolor: niebieski

DANE TECHNICZNE:

- maks. obciążenie: 136 kg
- regulacja wysokości uchwytów: 82-95 cm
- maksymalna szerokość: ok. 50 cm
- siedzisko na wysokości ok. 50 cm
- waga: 8,66 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



Czy poradzę sobie z montażem chodzika?

Chodziki są dostarczane w pełni wyregulowane i zmontowane, z wyjątkiem uchwytów do prowadzenia. Ich ustawienie jest bardzo łatwe.

Jak czyścić chodziki?

Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodziki po oczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.