



## **DODATKOWE ELEKTRODY DO CYFROWEGO ELEKTROSTYMULATORA MIĘŚNI COMBO 3w1**

**model: R-C3**

Jeśli chcesz, by z **cyfrowego elektrostymulatora mięśni Combo** mogła korzystać cała rodzina lub potrzebujesz dla siebie zapasowego kompletu, dokuć **zestaw dodatkowych elektrod**.

### **DANE TECHNICZNE:**

- wymiar elektrody: 50 x 50 mm
- 2 sztuki w zestawie

### **ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA**

#### **Jakie są przeciwwskazania do korzystania z tego urządzenia?**

Elektrostymulator jest przeznaczony dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Nie wolno używać tego urządzenia przy wszczepionym rozruszniku serca i przy zmianach nowotworowych. Nie należy stosować urządzenia na zainfekowane obszary ciała, opuchliznę, przy stanach zapalnych, żylakach i zapaleniu żył. Pełna informację o przeciwwskazaniach do korzystania z urządzenia znajdziesz w dołączonej instrukcji obsługi.

#### **Kiedy należy wymienić elektrody?**

Żywotność elektrod może się różnić w zależności od częstotliwości ich mycia, stanu skóry osoby, która z nich korzysta i sposobu ich przechowywania. Należy wymienić elektrodę, gdy 25% lub więcej powierzchni elektrody nie przykleja się do skóry.