



PODPÓRKA DO MUSZLI Reha Fund model: RF-940

Codzienne czynności bywają dla starszych i osób z ograniczoną sprawnością dużym wyzwaniem. Dla tych, którzy mają problemy z poruszaniem się, szczególnie kłopotliwe może być siadanie i wstawanie z toalety. Specjalnie dla nich powstała prezentowana przez nas **podpórka**.

Jej aluminiowa konstrukcja jest mocowana do zacisków pokrywy muszli klozetowej i **stanowi doskonale podparcie dla osób korzystających z toalety**. Jest mocna i bezpieczna w użytkowaniu, a gumowe antypoślizgowe nakładki pozwalają pewnie ją uchwycić i wygodnie wstać lub usiąść.

DANE TECHNICZNE:

- maks. obciążenie: 113 kg
- regulowana szerokość: 52-62 cm
- regulowana wysokość: 64-74
- waga: 1,55 kg

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy poradzę sobie z montażem podpórki?

Tak, to proste. Dokładny sposób składania podpórki znajdziesz w instrukcji obsługi.

Czy podpórka będzie pasowała do mojej muszli?

Tak, podpórka pasuje do wszystkich modeli muszli klozetowych.

Jak czyścić podpórkę?

Zaleca się czyszczenie podpórki miękką szmatką i wodą z mydłem. Po wyczyszczeniu należy osuszyć ją miękką szmatką.